


<b>MySLAVE1.1</b>	VD18	VARIO-ADAPTER		Erfassung		Stand 08.10.15	Rehability	MiSc
-------------------	------	---------------	--	-----------	--	----------------	------------	------



Hersteller	Modell	Foto	Adapter-ausrichtung	Rohrdurchmesser	Beachten bei Rahmen	Mechanik Fußraste beachten	Klemmhöhe Adapter	Bügelform 1)	Montageplatz	TESTED
------------	--------	------	---------------------	-----------------	---------------------	----------------------------	-------------------	--------------	--------------	--------



	<b>Sprint</b>		horizontal	23mm		Nein		Ggf. Ggf. mit Gelenk	Rahmen	<b>X</b>
	<b>Supersprint</b>			23mm		Nein		Ggf. mit Gelenk	Rahmen	<b>X</b>
	<b>Cobra</b>			30mm		Nein		Ggf. mit Gelenk	Rahmen	<b>X</b>
	<b>Slade</b>		horizontal	23mm		Nein		Ggf. mit Gelenk	Rahmen	<b>X</b>
	<b>Phoenix</b>			23mm		Nein		Ggf. mit Gelenk	Rahmen	<b>X</b>



Modell	Foto	Adapter- ausrichtung	Rohrdurch- messer	Beachten bei Rahmen	Mechanik Fußraste beachten	Klemmhöhe Adapter	Bügelform 1)	Montageplatz	TESTED
Blizzard		nach hinten	30mm		Nein		Ggf. mit Gelenk	Rahmen	X
Motus CV		nach vorne	25mm	Keine Abduktions- beinstützen	nur nach innen/ oben ent-nehmbar				X
Motus CS		nach vorne	25mm		Nein	nur horizontal			X
Invader		nach hinten	30mm		Nein		Ggf. mit Gelenk	Rahmen	X
Ventus		nach hinten	30mm		Nein		Nur ggf. mit Gelenk	Rahmen	X



	Modell	Foto	Adapter- ausrichtung	Rohrdurch- messer	Beachten bei Rahmen	Mechanik Fußraste beachten	Klemmhöhe Adapter	Bügelform 1)	Montageplatz	TESTED
	Helium		nach hinten			Nein		Ggf. mit Gelenk	<b>Nur Fußbügel ab USL 43cm</b>	<b>X</b>
	Xenon 2 SA		nach vorne	25mm		Nein		<b>Ggf. mit Gelenk</b>	<b>Rahmen</b>	<b>X</b>
	Xenon		nach hinten			Nein		Ggf. mit Gelenk	<b>Nur Fußbügel ab USL 43cm</b>	<b>X</b>

Hersteller	Modell	Foto	Adapter- ausrichtung	Rohrdurch- messer	Beachten bei Rahmen	Mechanik Fußraste beachten	Klemmhöhe Adapter	Bügelform 1)	Montageplatz	TESTED
	K-Series		nach hinten	30mm				Ggf. mit Gelenk	Nur Fußbügel ab USL 45cm	X
	R 33		nach hinten	30mm				Ggf. mit Gelenk	Rahmen	X
	Champion		nach hinten	30mm				Ggf. mit Gelenk	Rahmen	X
	Ultra-Light		horizontal- rohr/ oben	30mm				Ggf. mit Gelenk	Rahmen	X
	Compact			30mm				Ggf. mit Gelenk	Rahmen	X

Hersteller	Modell	Foto	Adapter- ausrichtung	Rohrdurch- messer	Beachten bei Rahmen	Mechanik Fußraste beachten	Klemmhöhe Adapter	Bügelform 1)	Montageplatz	TESTED
	ZX1		nach hinten	25mm				Ggf. mit Gelenk	Rahmen	X
	X1 & Speedster			25mm				Ggf. mit Gelenk	Rahmen	X
	ZX3					nur nach innen/ oben entnehmbar			Rahmen	X
	X2			28mm				Ggf. mit Gelenk	Rahmen	X
	Hurricane ED		nach hinten	26mm				Ggf. mit Gelenk	Rahmen	X
			nach vorne							
	X3			25mm				Ggf. mit Gelenk	Rahmen	X
	Eurochair			25mm		Ggf. Ein- geschränkt		Nur mit Gelenk	Unterhalb Halter Beinstütze	X
	XLT 1.911		nach hinten	28mm						X



Eignung/	:)	Sehr gut				
Legend	OK	Gut				
Posible	Machbar	Möglich		ovale Rohre		Ungünstige Rohrform und oder Verlauf
Chairs:	OFFEN	Test fehlt				Noch nicht erfasst/Getestet
	NO	Ausschluss				<b>Grundsatz: Ausschluss von Carbonrahmen!</b>

Diese Liste dient als Orientierung und wird permanent aktualisiert, bitte nutzen Sie die Online-Version unter [www.rehability.de](http://www.rehability.de)













